Salmon

[Salmon][https://salmon.readthedocs.io/en/latest/salmon.html]: a wicked-fast 转录本量化软件

salmon需要一套靶向转录本(参考转录本或de-nove组装)进行量;总之,所有需要的就是fasta格式参考转录本和fastq/fasta reads文件,同时也可以处理提前比对好的文件(sam/bam)

salmon的比对模型需要通过两阶段实现:indexing和quantification。索引步骤独立于reads文件,仅对参考转录本进行索引:定量过程对reads进行比对定量

推荐针对decoy-aware transcriptom采用selective alignment,来缓解reads潜在对错误比对

随着salmon v0。13.1,推荐都采用selective alignment: ##--validateMappings

注意,若reads或比对文件针对靶向转录本不是随机顺序,需要randomize/shuffle之后在使用salmon定量

mapping-based mode

推荐使用selective alignment,因此使用脚本generateDecoyTranscriptome.sh脚本构建decoy-aware trasncriptom 文件

salmon index -t transcripts.fa -i transcripts_index -k 31

含两种定量模式,一种是根据基于比对文件(sam/bam)的方式,另一种是根据read定量方式

If you provide salmon with alignments '-a [--alignments]' then the alignment-based algorithm will be used, otherwise the algorithm for quantifying from raw reads will be used

根据reads定量

-l/--libType librarytype,针对alignments文件自动检测测序文件的reads类型: -l A

https://salmon.readthedocs.io/en/latest/library_type.html#fraglibtype

- -l/--libType 分三部分:
 - 1. 相对方向:I=inward;O=outward;M=matching
 - 2. read文库是否为stranded/unstranded: S=stranded;U=unstranded
 - 3. 若为unstranded,无需第三部分值;该部分指定strand from which the readoriginated:F=read 1 源于正链;R=read 1 源于负链
- -i/--index salmon index
- -r/--unmateReads 包含为成对reads的文件列表,例如单端reads
- -1 --mates1 包含#1 mates文件; -2/--mates2 包含#2 mates文件
- -o/--output 输出定量目录
- -g/--geneMap 包含转录本比对到genes的文件,此时输出会包含quant.genes.sf文件,包含基因水平的丰度评估,该文件可谓gtf文件或tab分隔的格式文件
- --discardOrphansQuasi 舍弃仅单端比对上的双短reads
- --validateMappings [Quasi-mapping mode only]: 使用alignment-based verification来验证比对

- --writeOrphanLins 输出指向orphan reads的转录本
- --writeUnmappedNames 输出没有比对上的read到unmapped_names.txt;其中单端read后缀为u, unmapped;双端read: u表示一对read都没比对上; m1指read1没比对; m2指read2没比对; m12 表read1/read2比对到了不同转录本

salmon quant -i transcripts_index -l IU -l readl.fq.gz -2 read2.fq.gz -o
transcripts quant --writeUnmappedNames

根据必读文件定量

期待reads是直接比对到了转录本(RSEM, eXpress等), 而不是比对到了基因组(Cufflinks);若比对到了基因组, 需要将SAM/BAM转回FASTA/Q文件,然后使用lightweight-alignment-based mode;或将其比对到转录本;或着使用sam-xlate将BAM文件到基因组坐标转换为转录本坐标

That is, Salmon expects that the reads have been aligned directly to the transcriptome (like RSEM, eXpress, etc.) rather than to the genome (as does, e.g. Cufflinks).若

提供aln.bam文件和需要定量的转录组序列文件transcripts.fa

-a 空格分开多个bam/sam文件

salmon quant -t transcripts.fa -l A -a aln.bam -o salmon_quant -- writeUnmappedNames

输出文件quant.sf

quant.sf文件共5列: Name, Length, EffectiveLength, TPM, NumReads

Name, target transcripts 名称

Length, target transcript 长度,即多少个核苷酸

EffectiveLength, target transcript 计算的有效长度:It takes into account all factors being modeled that will effect the probability of sampling fragments from this transcript, including the fragment length distribution and sequence-specific and gc-fragment bias (if they are being modeled)

TPM, 估计转录本的表达量

NumReads, 估计比对到每个转录本的reads数

TPM的计算公式:

$$TPM_i = (N_i/L_i)*1000000/sum(N_i/L_i+\ldots\ldots+N_m/L_m)$$

 N_i : mapping到基因i上的read数;

 L_i :基因i的外显子长度的总和。

在一个样本中一个基因的TPM:先对每个基因的read数用基因的长度进行校正,之后再用校正后的这个基因read数 (N_i/L_i) 与校正后的这个样本的所有read数 $(sum(N_i/L_i+\ldots+N_m/L_m))$ 求商。由此可知,TPM概括了基因的长度、表达量和基因数目。TPM可以用于同一物种不同组织间的比较,因为sum值总是唯一的。

[补充][http://blog.sciencenet.cn/blog-1113671-1038659.html]:

FPKM (推荐软件, cufflinks/Stringtie) 和RPKM (推荐软件, Range/Deseq) 的计算方法基本一致,公式如下(外显子的表达):

RPKM= total exon reads/ (mapped reads (Millions) * exon length(KB))

你可以用这个公式计算基因,外显子,转录本的表达,这里以基因的表达为例进行说明:

total exon reads:某个样本mapping到特定基因的外显子上的所有的reads

mapped reads (Millions):某个样本的所有reads总和

exon length(KB):某个基因的长度(外显子的长度的总和,以KB为单位)

在一个样本中一个基因的RPKM等于落在这个基因上的总的read数(total exon reads)与这个样本的总read数(mapped reads (Millions))和基因长度(exon length(KB)) 的乘积的比值。

而RPM的计算公式:

RPM=total exon reads / mapped reads (Millions)

RPM per gene is calculated as the number of reads per gene divided by the number of single-mapping reads per sample library times one million

而TPM (推荐软件, RSEM/Stringtie) 的计算公式:

TPMi=(Ni/Li)*1000000/sum(Ni/Li+.....+Nm/Lm)

Ni: mapping到基因i上的read数; Li: 基因i的外显子长度的总和

在一个样本中一个基因的TPM: 先对每个基因的read数用基因的长度进行校正,之后再用校正后的这个基因read数(Ni/Li)与校正后的这个样本的所有read数 (sum(Ni/Li+......+ Nm/Lm)) 求商。